


AESC CCV Ag Rapid test kit

개 코로나 신속 항원 진단 키트

Introduction


- 사용 목적 : 개 코로나바이러스 항원 검사
- 사용 원리 : Immunochromatographic assay
- 검체 : 개의 분변 (Fresh feces or Anal swab)
- 제품 구성 :
 - * AESC CCV Ag 검사용 디바이스
 - * 검체희석액 튜브
 - * 필터캡
 - * 분변 채취용 면봉



Features

- 별도의 요구 장비 없음
- 5~10분 이내의 신속 진단 가능
- 높은 민감도 및 특이도

Test Procedure



Order Info.


제품 번호	제품명	포장 구성
HDG01	AESC CCV Ag Rapid Kit	10 Tests/Kit

AESC CPV Ag Rapid test kit

개 파보 신속 항원 진단 키트

Introduction


- 사용 목적 : 개 파보바이러스 항원 검사
- 사용 원리 : Immunochromatographic assay
- 검체 : 개의 분변 (Fresh feces or Anal swab)
- 제품 구성 :
 - * AESC CPV Ag 검사용 디바이스
 - * 검체희석액 튜브
 - * 필터캡
 - * 분변 채취용 면봉



Features

- 별도의 요구 장비 없음
- 5~10분 이내의 신속 진단 가능
- 높은 민감도 및 특이도

Test Procedure



Order Info.

제품 번호	제품명	포장 구성
HDG02	AESC CPV Ag Rapid Kit	10 Tests/Kit